

Инструкция по эксплуатации CANOO (Кану)

Canoo™

Массажер для ног

Благодарим Вас за покупку массажера для ног Canoo. Перед началом использования массажера обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Требования по безопасности:

Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем начать использовать массажное кресло. Если одно из ниже перечисленных утверждений соответствует вам, проконсультируйтесь с врачом.

- Остеопороз;
 - Беременность;
 - Заболевания сердца;
 - Проходите курс лечения;
 - Онкологические заболевания;
 - Отсутствие чувствительности;
 - Имеете какие-либо физические недостатки;
-
- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание травм не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно, не разбирайте его, не прикасайтесь к открытым движущимся массажным механизмам.
 - При попытке самостоятельного ремонта гарантия на массажер не распространяется.
 - Если при использовании массажера у Вас появились болевые ощущения, обратитесь к врачу.
 - Во избежание поражения электрическим током или других травм, не допускайте безнадзорное использование кресла детьми.
 - Не используйте массажер в условиях высокой влажности и температуры.
 - Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров и кабелей производится сотрудником сервисной службы или квалифицированным специалистом.
 - Не кладите тяжелые предметы на массажер.
 - При длительном перерыве в эксплуатации отключите массажер от электропитания для предотвращения пожара в результате короткого замыкания.
 - Избегайте касания штекера мокрыми руками.
 - Во избежание чрезмерной стимуляции мышечной и нервной систем время одного сеанса массажа не должно превышать 30 минут.



Медицинские показания:

Если Вам не противопоказан обычный массаж, Вы, без сомнения, можете пользоваться данным массажером. Массаж не должен доставлять неприятных ощущений.

Противопоказания:

Чрезмерный массаж может нанести вред Вашим ногам.
Массаж не рекомендуется беременным женщинам и детям дошкольного возраста.
При любых сомнениях обратитесь к вашему лечащему врачу.

Уход

Вы приобрели высокотехнический аппарат из материалов, требующих надлежащего ухода. Не допускайте попадания воды и прямых солнечных лучей на массажер. Регулярно проводите чистку покрывного материала. При надлежащем уходе массажер прослужит Вам долго.

Области применения

Помогает снять напряжение и усталость с мышц ног.
Помогает расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом.


Функции и описание

Сильный разминающий массаж проникает глубоко в мышцы Ваших икр и лодыжек и вместе с функцией вибрации обеспечивают превосходный массаж.

Массажер ног Сапоо может помочь в следующем:

- Расслабляет мышцы
- Улучшает кровообращение, как при прогулке
- Снимает тяжесть и усталость в ногах
- Снижает боль в венах
- Уменьшает варикозное расширение вен


Управление



1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Регулировка силы вибрационного массажа
3. Регулировки компрессионного и роликового массажа



Технические характеристики



1. Разъем для подключения шнура питания.
- 1.1 Кнопка Вкл./Выкл.
2. Пульт управления
3. Держатель (справа и слева)
4. Область массажа ног
5. Регулятор угла наклона

Размеры: Глубина: 43, Ширина: 49, Высота: 51 см

Мощность: 220 В 50 Гц, 60 Вт

Угол наклона: до 10°

Вес: 2,7 кг



Casada GmbH Germany

